

QUIRÚRGICA

FIRST® PROTEC



FICHA TÉCNICA

MASCARILLA QUIRÚRGICA TIPO IIR
MODELO MB

TIPO IIR

Mascarilla quirúrgica



UNE EN 14683:2019



DATO TÉCNICOS

MASCARILLA QUIRÚRGICA TIPO IIR MB

FIRST[®]
PROTEC

Mascarilla Quirúrgica tipo IIR, Ensayadas y con marcado CE según EN 14683:2019.



Clase de mascarilla
(QUIRÚRGICA TIPO IIR)
EN 14683:2019



Marcado CE



No reutilizable
Modelo MB



Referencia de fábrica : MB

Grado	Mascarilla Quirúrgica Desechable
Standard	UNE - EN 14683:2019
Caducidad	2 años
Capas	3
Material	Interior PP-no tejido/ Meltblown no tejido/ PP no-tejido - Clip nasal ajustable
Medidas	17,5 cm x 9,5 cm

DATO LOGÍSTICOS

MASCARILLA QUIRÚRGICA TIPO IIR MB

FIRST[®]
PROTEC



MB002 AZUL

PACK 10 UDS



MB003 ROSA

PACK 10 UDS



MB005 NEGRO

PACK 10 UDS

Código EAN 13 Pack de 10 Uds

8435382495113

Medidas Pack 10 uds.

22,5 cm x 11 cm

Unidades por caja master

2.500 uds.

Medidas de caja master

40 cm x 53 cm x 43 cm

Peso de la caja master

9,75 kg

PACKAGING

MASCARILLA QUIRÚRGICA TIPO IIR MB




INSTRUCCIONES DE USO


MASCARILLA QUIRÚRGICA TIPO IIR MB

FIRST[®]
PROTEC


- Comprobar el estado de la mascarilla y la fecha de caducidad antes de su uso.
- Caducidad 2 años.
- Almacenar en su envase original en un lugar limpio y seco, entre -10°C y +30°C de temperatura.
- Conservar a una humedad relativa de <80%.
- Lavarse las manos antes de colocar la mascarilla.
- Colocar la mascarilla sujetando las gomas.
- No usar la mascarilla por un tiempo superior a 4h.
- Ajustar a la nariz y cubrir la barbilla.
- Retirar sujetando las gomas.
- Desechar según la normativa en vigor.



Tire de la mascarilla por sus bordes superior e inferior



Coloque la mascarilla, ajustar la pinza en la nariz y cubrir la boca.



Ajustar la banda elástica detrás de las orejas.